



Kanülen
Verbindungsstücke
Metallhähne

Saugen & Spülen
Spezialanfertigungen

Cannulae
Adapters
Stopcocks

Suction & Irrigation
Customized Solutions

Leistung.
Leidenschaftlich präzise.
Performance. Passionately precise.



1964

Rudi Volzer produziert
die erste Insufflationskanüle
nach Veress.

Rudi Volzer produces
the first Veress insufflation
cannula.



Kanülen in Hochform In best form: our cannulae

Einzigartig in Form, Funktion und Handhabung. Sorgfältig aus hochwertigen Materialien gefertigt. So sind sie, die Kanülen aus dem Hause VOMED: einfach unverwechselbar!

Bei der Entwicklung haben wir besonders auf leichtes Zerlegen und Reinigen geachtet.

Außenkanülen und Hahnreiber können untereinander ausgetauscht werden – das erspart unnötige Sucherei und Kosten.

Der Sinn steht Ihnen nach einem anderen Durchmesser oder einer anderen Länge? Sie finden Ihre Wunschkanüle, Ihre Wunschnadel nicht in unserem Programm?

Sagen Sie uns, was Sie brauchen; senden Sie uns eine Skizze, eine Zeichnung oder ein Muster – wir sind auf individuelle Anfertigungen spezialisiert und erfüllen Ihre Wünsche. Präzise und gern.

Unmistakeably VOMED! Our cannulae are unique in form, function and handling. Made of only premium materials, and manufactured with utmost care and dedication. In design, we have given special attention to easy dismantling and cleaning.

Outer cannulae and stopcock plugs are interchangeable – saving you both unnecessary searching and costs.

Would you prefer different diameters or lengths?

Are you looking for a special type of cannula or needle?

Just let us know what your requirements are. Send us a sketch, drawing or sample – we specialize in customized solutions for our clients and are ready to manufacture individually for you.

Passionately precise.

Metallhähne
Verbindungsstücke
Adapters, Stopcocks

Trokare
Trocars

Saugen & Spülen
Suction & Irrigation

Zubehör
Accessories

Spezialanfertigungen
Customized Solutions



Insufflationskanüle Insufflation cannula **VERESS**

Luer Lock weiblich female mit Hahn with stopcock

Ø 2,1 mm, 80 mm lang long

7270 008

Ø 2,1 mm, 100 mm lang long

7270 010

Ø 2,1 mm, 120 mm lang long

7270 012

Ø 2,1 mm, 150 mm lang long

7270 015

Ø 2,1 mm, 170 mm lang long

7270 017

Ø 2,1 mm, 200 mm lang long

7270 020



Insufflationskanüle Insufflation cannula **GÖTZE-SEMM**

Y-Anschluss Y connector 2 x Luer Lock weiblich female

Ø 2,1 mm, 100 mm lang long

Ø 2,1 mm, 120 mm lang long



Insufflationskanüle Insufflation cannula **VERESS**

Luer männlich male
 Spitze verjüngt auf tip tapered to Ø 2,1 mm
 passend zu fitting to 7281 015, 7282 015
 Ø 2,9 mm, 150 mm lang long



Trokarhülse mit Trompetenventil Trocar sleeve with trumpet valve

mit seitlichem Hahn with lateral stopcock
 passend zu fitting to 7280 015
 Ø 3,5 mm, 90 mm lang long, Lumen 3,0 mm



Trokarhülse mit Hahn Trocar sleeve with stopcock

mit seitlichem Hahn with lateral stopcock
 passend zu fitting to 7280 015
 Ø 3,5 mm, 115 mm lang long, Lumen 3,0 mm



Punktionskanüle Puncture cannula **LICHTWITZ-BIER**

Luer Lock weiblich female

- Ø 1,4 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,6 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,8 mm, 80 mm lang long
- Ø 2,0 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,4 mm, 100 mm lang long
- Ø 1,6 mm, 100 mm lang long
- Ø 1,8 mm, 100 mm lang long
- Ø 2,0 mm, 100 mm lang long



Punktionskanüle Puncture cannula **VOGEL**

Luer Lock weiblich female


- Ø 1,4 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,6 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,8 mm, 80 mm lang long
- Ø 2,0 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,4 mm, 100 mm lang long
- Ø 1,6 mm, 100 mm lang long
- Ø 1,8 mm, 100 mm lang long
- Ø 2,0 mm, 100 mm lang long



Punktionskanüle Puncture cannula **VAN EICKEN**


Luer Lock weiblich female

- Ø 1,4 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,6 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,8 mm, 80 mm lang long
- Ø 2,0 mm, 80 mm lang long
- Ø 1,4 mm, 100 mm lang long
- Ø 1,6 mm, 100 mm lang long
- Ø 1,8 mm, 100 mm lang long
- Ø 2,0 mm, 100 mm lang long



Kanüle für Sterilbeutelanstich Cannula for sterile pouch tapping
ohne Hahn without stopcock
Schlauchansatz hose end Ø 7 mm

7620 000



Kanüle für Sterilbeutelanstich Cannula for sterile pouch tapping
mit Hahn with stopcock Luer Lock weiblich female
Schlauchansatz hose end Ø 8 mm

7625 000



1961

Die ersten VOLZER-Hähne wurden mit einem hohen Maß an Handarbeit hergestellt.
The first VOLZER stopcocks, produced with a high degree of craftsmanship.

In guter Tradition führend Leaders of a fine tradition

Kanülen
Cannulae

Mit der Herstellung von Metallhähnen und Verbindungsstücken hat die Geschichte von VOMED vor über 50 Jahren einst begonnen. Heute sind sie sprichwörtlich für die Tuttlinger Ingenieurskunst und eine Referenz für die ganze Produktgattung.

Hochwertige Materialien wie Messing, rost- und säurebeständige Stähle sowie spezielle Kunststoffe sind der Ausgangspunkt. In der Regel werden die Hähne und Verbinder vernickelt und verchromt.

Sie genügen höchsten Anforderungen an die Belastung und können problemlos sterilisiert werden. Untereinander austauschbare Hahnreißer und Ventilkolben runden das Bild bei den Metallhähnen ab.

Sie wünschen sich die Ausführung in Edelstahl, geänderte Anschlussmaße, LUER LOCK-Gewinde oder haben weitere Sonderwünsche? Fragen Sie einfach – wir sind auf individuelle Anfertigungen spezialisiert.

Holen Sie sich den State of the Art von VOMED!

More than 50 years ago, VOMED's history began with the manufacture of metal stopcocks and adapters. Today they are known as a hallmark of Tuttlingen engineering and regarded a reference for the entire product type.

High-grade materials like brass, rust- and acid-resistant steels as well as special synthetics are our basics. As a rule, the stopcocks and adapters are nickel- and chromium-plated. They fulfil highest standards of durability and can be sterilized without any problem. Interchangeable stopcock plugs and valve pistons are included in this product line.

You desire a model made of stainless steel? Do you prefer different connector measures, or LUER Lock threads? Or have you other special requirements?

Just ask us – we are masters of customized solutions and passionately dedicated to individual engineering and manufacture.

**Metallhähne
Verbindungsstücke
Adapters, Stopcocks**

Trokare
Trocars

Saugen & Spülen
Suction & Irrigation

Zubehör
Accessories

Spezialanfertigungen
Customized Solutions



Verbindungsstück Adapter

Luer Lock weiblich female Record männlich male

1010 000



Verbindungsstück Adapter

Luer männlich male Record weiblich female

1015 000



Verbindungsstück Adapter

Luer Lock weiblich female Luer männlich male
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1020 000

1021 000



Verbindungsstück Adapter

ganz aus Edelstahl all stainless steel

1051 000



Verbindungsstück Adapter

2 x Luer Lock weiblich female mit Gewinde with thread

1050 100



Verbindungsstück Adapter

2 x Luer Lock männlich male
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1070 000

1071 000



Verbindungsstück Adapter

2 x Luer männlich male
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1080 000

1081 000



Verbindungsstück Adapter

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1085 000

1086 000

Luer Lock männlich groß male large Luer Lock weiblich female

1085 001

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich groß female large

1085 002

Luer Lock männlich groß male large

Luer Lock weiblich groß female large

1085 003

Luer Lock männlich male

Luer Lock weiblich mit Gewinde female with thread

1085 100



Verbindungsstück Adapter

Luer Lock männlich male
Gewinde thread M 5 x 6 mm lang long

1150 050

ganz aus Edelstahl all stainless steel

1151 050

Luer Lock männlich male
Gewinde thread M 6 x 10 mm lang long
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1150 060

1151 060

Luer Lock männlich groß male large
Gewinde thread M 6 x 10 mm lang long

1150 061

Luer Lock männlich male
Gewinde thread M 8 x 10 mm lang long
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1150 080

1151 080

Luer Lock männlich groß male large
Gewinde thread M 8 x 10 mm lang long

1150 081



Verbindungsstück Adapter

Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 5 x 6 mm lang long

1155 050

ganz aus Edelstahl all stainless steel

1156 050

Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 6 x 10 mm lang long
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1155 060

1156 060

Luer Lock weiblich groß female large
Gewinde thread M 6 x 10 mm lang long

1155 061

ganz aus Edelstahl all stainless steel

1156 080

Luer Lock weiblich groß female large
Gewinde thread M 8 x 10 mm lang long


1155 081



Verbindungsstück Adapter

Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 5 x 6 mm lang long

1155 150



Verbindungsstück Adapter

Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 4 x 0,5 x 2 mm lang long
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1166 045

Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 5 x 0,5 x 2 mm lang long
ganz aus Edelstahl all stainless steel

1166 055



Verteilerstück Three-way Y manifold

Luer Lock weiblich female 2 x Luer Lock männlich male

1510 000



Verteilerstück Three-way Y manifold

2 x Luer Lock weiblich female Luer Lock männlich male

1520 000



Y-Schlauchverbinder Y tube connector

Ø 8 mm, Bohrung drill hole Ø 4 mm

1530 000



Schlauchverbinder Tube connector

gerieft fluted Luer Lock männlich male
Schlauchansatz hose end Ø 6 mm

1248 000

gerieft fluted Luer Lock männlich male
Luer-Mantel drehbar rotating Luer Lock
Schlauchansatz hose end Ø 6 mm

ganz aus Edelstahl all stainless steel

1249 500


Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 4 mm	1250 040
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1251 040
Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 5 mm	1250 050
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1251 050
Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 6 mm	1250 060
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1251 060
gerieft fluted Luer Lock männlich groß male large Schlauchansatz hose end Ø 6,5 mm	1250 061
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1251 061
Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 7 mm	1250 070
Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 8 mm	1250 080
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1251 080
gerieft fluted Luer Lock männlich groß male large Schlauchansatz hose end Ø 8 mm	1250 081
Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 10 mm	1250 100


Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 4 mm	1255 040
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1256 040
Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 5 mm	1255 050
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1256 050
Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 6 mm	1255 060
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1256 060
Luer Lock weiblich groß female large Schlauchansatz hose end Ø 6,5 mm	1255 062
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1256 062
Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 7 mm	1255 070
Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 8 mm	1255 080
ganz aus Edelstahl all stainless steel	1256 080

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 10 mm	1255 100
---	----------


Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 3,5 mm	1260 000
--	----------


Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 3,5 mm	1265 000
Luer Lock weiblich mit Gewinde female with thread Schlauchansatz hose end Ø 3,5 mm	1265 100




Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 2,0 mm

1270 000

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 1,5 mm

1280 000



Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 2,0 mm

1275 000

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 1,5 mm

1285 000



Schlauchverbinder Tube connector

Luer männlich male Schlauchansatz hose end Ø 6 mm

1295 060

Luer männlich male Schlauchansatz hose end Ø 8 mm

1295 080



Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 5 mm

Gewinde thread M 6 x 0,5 x 6 mm lang long

mit 6-Kant-Mutter zum Einbau in Geräte

with hexagon nut for installation in equipment

3250 000



Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 5 mm

Gewinde thread M 6 x 0,5 x 6 mm lang long

mit 6-Kant-Mutter zum Einbau in Geräte

with hexagon nut for installation in equipment

3255 000



Schlauchverbinder Tube connector

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 6 mm

Gewinde thread M 8 x 10 mm lang long

mit 6-Kant-Mutter zum Einbau in Geräte

with hexagon nut for installation in equipment

3260 000



Schlauchverbinder Tube connector


Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 6 mm

Gewinde thread M 8 x 10 mm lang long

mit Sechskantmutter zum Einbau in Geräte

with hexagon nut for installation in equipment

3265 000



Sechskantmutter Hexagon nut

Gewinde thread M 6 x 0,5 mm
passend zu fitting to 3250 000, 3255 000

3256 000



Sechskantmutter Hexagon nut

Gewinde thread M 8
passend zu fitting to
3260 000, 3260 001, 3265 000, 3265 002

3266 000



Kanülenansatz Cap

Luer Lock weiblich female Hals collar Ø 3 mm
16 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 1 mm
ganz aus Edelstahl all stainless steel


3206 010



Kanülenansatz Cap


Luer Lock weiblich female Hals collar Ø 4 mm
19 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 1 mm
ganz aus Edelstahl all stainless steel

3206 020



Verschlusskappe Plug
Luer Lock männlich male

3220 000



Verschlusskappe Plug
Luer Lock männlich male
ganz aus Edelstahl all stainless steel

3222 000



Verschlusskappe Plug
Luer Lock weiblich female
ganz aus Edelstahl all stainless steel

3225 000

3226 000



Katheteradapter Catheter adapter

Luer Lock männlich male

für Katheter for catheters PE 60, 100, 160

Bohrung drill hole Ø 1,2 mm

für Katheter for catheter PE 205

Bohrung drill hole Ø 1,5 mm

für rote OEDMAN-LEDIN Katheter Größe 1

for red OEDMAN-LEDIN catheters size 1

Bohrung drill hole Ø 1,5 mm

für grüne OEDMAN-LEDIN Katheter Größe 2

for green OEDMAN-LEDIN catheters size 2


Bohrung drill hole Ø 1,5 mm

für gelbe und graue OEDMAN-LEDIN Katheter Größe 3–4

for yellow and grey OEDMAN-LEDIN catheters size 3–4

Bohrung drill hole Ø 1,9 mm

nicht mehr lieferbar
no longer available



Katheteradapter Catheter adapter

Luer Lock weiblich female

für Katheter for catheters PE 60, 100, 160

Bohrung drill hole Ø 1,2 mm

für Katheter for catheter PE 205

Bohrung drill hole Ø 1,5 mm

für rote OEDMAN-LEDIN Katheter Größe 1

for red OEDMAN-LEDIN catheters size 1

Bohrung drill hole Ø 1,5 mm

für grüne OEDMAN-LEDIN Katheter Größe 2

for green OEDMAN-LEDIN catheters size 2


Bohrung drill hole Ø 1,5 mm

für gelbe und graue OEDMAN-LEDIN Katheter Größe 3–4

for yellow and grey OEDMAN-LEDIN catheters size 3–4

Bohrung drill hole Ø 1,9 mm

nicht mehr lieferbar
no longer available



Ersatzkappe Replacement cap

für Katheteradapter for catheter adapter

PE 60, 100, 160, Bohrung drill hole Ø 1,7 mm


PE 205, Bohrung drill hole Ø 2,2 mm

Größe size 1, Bohrung drill hole Ø 2,5 mm

Größe size 2, Bohrung drill hole Ø 2,7 mm

Größe size 3–4, Bohrung drill hole Ø 3,1 mm

nicht mehr lieferbar
no longer available



Katheteransatz Catheter tip

Luer Lock weiblich female Ø 2,5 x 4 mm

1365 010

Luer Lock weiblich female Ø 2,5 x 6,5 mm

1365 020

Luer Lock weiblich female Ø 3 x 9 mm

1365 030

Luer Lock weiblich female Ø 5,5 x 11 mm, glatt smooth

1365 050



Federschraubkappe Spring screw cap

Für einfache Demontage zum Reinigen,
Sterilisieren und Nachfetten

Permits easy dismantling for cleaning,
sterilization and postlubrication

5000 100



Dreiwegehahn Three-way stopcock

3 x Schlauchansatz hose end $\varnothing$ 6 mm

solange der Vorrat reicht while stocks last



Dreiwegehahn Three-way stopcock

Luer Lock weiblich female

2 x Schlauchansatz hose end $\varnothing$ 6 mm

solange der Vorrat reicht while stocks last



Dreiwegehahn Three-way stopcock

3 x Luer Lock weiblich female

solange der Vorrat reicht while stocks last

nicht mehr lieferbar
no longer available


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5500 003


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich male
Luer Lock weiblich mit Gewinde female with thread
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5500 103


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5510 003


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich male
Luer Lock weiblich mit Gewinde female with thread
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5510 103


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich male Luer Lock männlich male
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5520 003


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock weiblich female Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5530 003


Durchflusshahn One-way stopcock

2 x Schlauchansatz hose end Ø 6 mm


5540 063

2 x Schlauchansatz hose end Ø 8 mm

Bohrung drill hole Ø 4 mm

5540 083

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive



Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 6 mm

5545 063

Luer Lock männlich male Schlauchansatz hose end Ø 8 mm

5545 083

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive



Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 6 mm

5547 063

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 8 mm

5547 083

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive



Spülhahn Stopcock

links left-hand

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 8 mm

Gewinde thread M 5 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long

7070 003


rechts right-hand

Luer Lock weiblich female Schlauchansatz hose end Ø 8 mm

Gewinde thread M 5 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long

7075 003

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive



Spülhahn Stopcock

links left-hand

Luer Lock männlich male drehbar rotating

Luer Lock weiblich female

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

7090 003



Spülhahn Stopcock

links left-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 6 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 3,5 mm

7000 003

ganz aus Edelstahl all stainless steel

7100 003

rechts right-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 6 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 3,5 mm

7005 003

ganz aus Edelstahl all stainless steel

7105 003

links left-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 5 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 3 mm

7010 003

ganz aus Edelstahl all stainless steel

7110 003

rechts right-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 5 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 3 mm

7015 003

ganz aus Edelstahl all stainless steel

7115 003

links left-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 4 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 2,5 mm

7020 003

ganz aus Edelstahl all stainless steel

7120 003

rechts right-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 4 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 2,5 mm

7025 003

ganz aus Edelstahl all stainless steel

7125 003

links left-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 4 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 2 mm

7030 003

rechts right-hand Luer Lock weiblich female
Gewinde thread M 4 x 0,5 mm x 2,5 mm lang long
Bohrung drill hole Ø 2 mm

7035 003



Dreiwegehahn Three-way stopcock

links left-hand
Luer Lock männlich male 2 x Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5560 003



Dreiwegehahn Three-way stopcock

rechts right-hand
Luer Lock männlich male 2 x Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5562 003



Dreiwegehahn Three-way stopcock

rechts right-hand
2 x Luer Lock männlich male
Luer Lock weiblich seitlich female lateral
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5570 003



Dreiwegehahn Three-way stopcock

rechts right-hand
Luer männlich male 2 x Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5580 003



Dreiwegehahn Three-way stopcock

rechts right-hand
3 x Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive


5590 003



Dreiwegehahn Three-way stopcock

rechts right-hand
Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female
Schlauchansatz seitlich lateral hose end Ø 3,5 mm
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5600 003


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich drehbar male rotating

Luer Lock weiblich female

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive


Dreiwegehahn Three-way stopcock

links left-hand


Luer Lock männlich drehbar male rotating

2 x Luer Lock weiblich female

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

nicht mehr lieferbar

no longer available



Dreiwegehahn Three-way stopcock

rechts right-hand

Luer Lock männlich drehbar male rotating

2 x Luer Lock weiblich female

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive



nicht mehr lieferbar

no longer available

Mehrwegehahn Multi-way stopcock

links left-hand

Luer Lock männlich drehbar male rotating

3 x Luer Lock weiblich female

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

nur auf Anfrage only on request



nicht mehr lieferbar

no longer available

Mehrwegehahn Multi-way stopcock


rechts right-hand

Luer Lock männlich drehbar male rotating

3 x Luer Lock weiblich female

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

nur auf Anfrage only on request



nicht mehr lieferbar
no longer available

Mehrwegehahn Multi-way stopcock


links left-hand Luer Lock männlich drehbar male rotating
4 x Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive
nur auf Anfrage only on request



nicht mehr lieferbar
no longer available

Mehrwegehahn Multi-way stopcock

rechts right-hand Luer Lock männlich drehbar male rotating
4 x Luer Lock weiblich female
inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive
nur auf Anfrage only on request


Hochdruckhahn High-pressure stopcock

Luer Lock männlich male

Luer Lock weiblich

druckstabil bis pressure-resistant up to 20 bar

nicht mehr lieferbar

no longer available


Dreiwegehochdruckhahn Three-way high pressure stopcock

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female

Luer Lock weiblich seitlich female lateral

druckstabil bis pressure-resistant up to 20 bar


Durchflusshahn One-way stopcock

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female

ganz aus Edelstahl all stainless steel

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive

5860 003


Dreiwegehahn Three-way stopcock

rechts right-hand

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female

Luer Lock weiblich seitlich female lateral

ganz aus Edelstahl all stainless steel

5880 003

links left-hand

Luer Lock männlich male Luer Lock weiblich female

Luer Lock weiblich seitlich female lateral

ganz aus Edelstahl all stainless steel

5885 003

inklusive Federschraubkappe spring screw cap inclusive



Trompetenventil Trumpet valve

Luer Lock weiblich female

Gewinde thread M 5 x 0,5 mm x 4 mm lang long

6050 000



Trompetenventil Trumpet valve

Luer Lock weiblich female

Gewinde thread M 5 x 0,5 mm x 4 mm lang long

6080 000



Katheterspülgerät Catheter flusher

zur Wandbefestigung for wall-mounting

6 x Luer Lock-Anschluss männlich

zum gleichzeitigen Durchspülen von 6 Kathetern

6 Verschlusskappen 3225 000 werden mitgeliefert,
sodass auch einzelne Katheter gespült werden können

6 x Luer Lock adapter male for simultaneous flushing
of max. 6 catheters

6 plugs 3225 000 are supplied to permit flushing
of single catheters

zur Wandbefestigung for wall-mounting


6 x Luer Lock-Hahn männlich

zum gleichzeitigen Durchspülen von 6 Kathetern

6 x Luer Lock stopcock male for simultaneous flushing
of max. 6 catheters

Weitere Kombinationen sind möglich

Other junction combinations are possible



Hahnbank Stopcock unit

2 x Dreiwegehahn Three-way stopcock

1 x Durchflusshahn One-way stopcock

1 x Luer Lock männlich male

3 x Luer Lock weiblich female

1 x Schlauchansatz hose end $\varnothing$ 6 mm

Hähne zerlegbar stopcocks can be dismantled

auf Grundplatte montiert mounted on base plate

200 x 65 mm



1975

VOMED beginnt, Trokare nach Kundenanforderungen zu fertigen. Trocars were first manufactured according to customer specifications.



Eine Erleichterung im OP-Alltag Smooth performance during operation

Präzision und Einfachheit prägen die aktuelle Generation der Trokare von VOMED.

Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, bestehen sie aus so wenig Einzelteilen wie nur möglich. Dadurch sind sie besonders einfach zu zerlegen und zu reinigen, robust und langlebig.

Ihre hervorragenden Schneideigenschaften machen sie in Fachkreisen zum begehrten Instrument der Wahl.

Auch ihre austauschbaren Schaftrohre erleichtern die Arbeit im OP-Alltag, und die Wahlmöglichkeit zwischen Silikonventil und hochpräzisem Magnetventil lässt keine Wünsche offen.

Summa summarum: was anspruchsvolle Operateure schätzen!

Outstanding precision and ease of handling are the remarkable features of the latest generation of VOMED trocars.

Manufactured from stainless steel, with as few components as possible, they permit very easy dismantling and cleaning. These trocars are especially robust and designed to live a long life.

Their excellent cutting performance makes them highly esteemed instruments of choice.

The trocars' interchangeable sheaths facilitate operating conditions; the option of silicone valve or high-precision magnetic valve leaves nothing to be desired.

A smooth performance which meets the challenges of demanding specialists.

Kanülen
Cannulae

Metallhähne
Verbindungsstücke
Adapters, Stopcocks

**Trokare
Trocars**

Saugen & Spülen
Suction & Irrigation

Zubehör
Accessories

Spezialanfertigungen
Customized Solutions



Trokarsystem mit Magnetventil Trocar system with magnetic valve

Ø 5,5 mm

Edelstahl-Trocarhülse mit Magnetventil und Edelstahlhahn
Edelstahlrohr schraubbar

Stainless steel trocar sleeve with magnetic valve
stainless steel stopcock
detachable metal sheath

Trokardorn mit Dreikantspitze
Pyramidal trocar

Ø 10 mm

Edelstahl-Trocarhülse mit Magnetventil und Edelstahlhahn
Edelstahlrohr schraubbar

Stainless steel trocar sleeve with magnetic valve
stainless steel stopcock
detachable metal sheath

Trokardorn mit Dreikantspitze
Pyramidal trocar



Trokarsystem mit Silikonventil Trocar system with silicone valve

Ø 5,5 mm

Edelstahl-Trocarhülle mit sternförmigem Silikonventil und Edelstahlhahn
Edelstahlrohr schraubbar

Stainless steel trocar sleeve with star-shaped silicone valve
stainless steel stopcock
detachable metal sheath

Trokardorn mit Dreikantspitze
Pyramidal trocar

Silikonventil, 1 Beutel: 10 Stück
Silicone valve, 10 pieces/pack

Ø 11 mm

Edelstahl-Trocarhülle mit sternförmigem Silikonventil und Edelstahlhahn
Edelstahlrohr schraubbar

Stainless steel trocar sleeve with star-shaped silicone valve
stainless steel stopcock
detachable metal sheath

Trokardorn mit Dreikantspitze
Pyramidal trocar

Silikonventil, 1 Beutel: 10 Stück
Silicone valve, 10 pieces/pack



1969

Im Gegensatz zu heute
gab es früher nur Saugrohre.
Unlike today, there used to be
only suction tubes.



Funktion und Ergonomie Hand in Hand Functionality and ergonomics, hand in hand

Kanülen
Cannulae

Metallhähne
Verbindungsstücke
Adapters, Stopcocks

Trokare
Trocars

Saugen & Spülen Suction & Irrigation

Zubehör
Accessories

Spezialanfertigungen
Customized Solutions

Ein sehr gutes Instrument zeichnet sich nicht nur durch exzellente Funktion, sondern auch durch leichte Bedienbarkeit und durchdachte Ergonomie aus.

Die Saug- und Spülinstrumente von VOMED werden diesem Anspruch voll und ganz gerecht:

Sie zeichnen sich durch die hohe Dichtigkeit ihres Ventils und ihre Funktionalität aus, und sie liegen gut in der Hand.

Dabei sind sie sehr einfach zu zerlegen, was ihre Reinigung ungemein erleichtert.

Praktisch ist auch, dass die Kolben untereinander austauschbar sind.

Die spezielle Konstruktion der Saug- und Spülrohre verhindert das Verstopfen des Ventils durch Feststoffe.

Saugrohre für den HNO-Bereich runden das Programm ab.

A premium instrument not only features excellent function, it is also characterized by easy handling and well-conceived ergonomic qualities.

Like VOMED suction and irrigation instruments: they stand out by the tightness of their valves and by their functionality. Their ergonomic design is hand-friendly, they are easily dismantled and therefore permit easy cleaning. Another asset: the pistons are interchangeable.

The special construction design of our suction and irrigation tubes prevents the valve from becoming plugged by solid material.

In this programme, you will also find suction tubes for use in ENT.



Saugrohr Suction tube **YANKAUER**

Edelstahl stainless steel
mit abschraubbarer Kappe with removable cap
Ersatzkappe Replacement cap



Spülkanüle Irrigation tube

mit Hahn und Handgriff with stopcock and handle



Saug- und Spülkanüle Suction and irrigation tube

Ø 1,5 mm, 150 mm lang long
Ø 2,0 mm, 150 mm lang long
Ø 2,5 mm, 150 mm lang long
Ø 3,0 mm, 150 mm lang long
Ø 4,0 mm, 150 mm lang long
Ø 5,0 mm, 150 mm lang long

nicht mehr lieferbar
no longer available



Saug- und Spülrohr Suction and irrigation tube

Luer Lock weiblich groß female large
2 Trompetenventile trumpet valves Luer Lock weiblich female
Rohr tube Ø 5 mm, 330 mm lang long

9200 300



Saug- und Spülrohr Suction and irrigation tube

2 Hähne stopcocks Luer Lock weiblich female
Rohr tube Ø 5 mm, 450 mm lang long



Saug- und Spülrohr Suction and irrigation tube

Zweiwegehahn two-way stopcock
2 x Schlauchansatz hose end $\varnothing$ 7 mm
Rohr tube $\varnothing$ 5 mm, 330 mm lang long

9200 500



Saug- und Spülgriff Suction and irrigation handle

doppeltes Trompetenventil double trumpet valve
Schlauchansatz hose end $\varnothing$ 7 mm und $\varnothing$ 12 mm
passend zu fitting to 9201 005, 9201 010


9200 100



Saug- und Spülgriff Suction and irrigation handle

2 x Schlauchansatz hose end $\varnothing$ 9 mm
passend zu fitting to 9201 005, 9201 010

9200 200



Saug- und Spülrohr Suction and irrigation tube

Rohr tube $\varnothing$ 5 mm, 330 mm lang long
passend zu fitting to 9200 100, 9200 200

9201 005



Saug- und Spülrohr Suction and irrigation tube

Rohr tube $\varnothing$ 10 mm, 330 mm lang long
passend zu fitting to 9200 100, 9200 200

9201 010



1982

Verteilungsstücke für die Anästhesie waren die Vorgänger des Beatmungsventils.
Connectors for anaesthesia were the predecessors of the respiratory valve.



Präzise, verlässlich und individuell Precise, dependable, individually designed

Auch das Zubehör im VOMED-Programm wird unserer Maxime gerecht: Leistung. Leidenschaftlich präzise. Hier finden Sie Kanülenreiter sowie Pflegemittel für medizinische Geräte.

Auch unsere Teile für die Urologie und die Anästhesie finden Sie in dieser Rubrik.

Die Katheteranschlussstutzen fertigen wir für Sie auf Wunsch nicht nur mit 90°, sondern auch mit 120° oder 180°.

Gibt es Artikel, die Sie vermissen? Hätten Sie gerne eine Ausführung, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Fragen Sie uns einfach – wir erfüllen Ihre Wünsche gerne und individuell!

Performance, passionately precise: our motto carries through in VOMED's accessories programme.

Here you find cannulae stops and products for the care of medical equipment.

Accessories also include component parts for urology and anaesthesia. The catheter connectors are available in 90°, 120° or 180° curved.

Are there any articles you find missing? Would you like a model designed especially to your needs? Just ask us – we are always ready to fulfil your individual wishes!

Kanülen
Cannulae


Metallhähne
Verbindungsstücke
Adapters, Stopcocks

Trokare
Trocars

Saugen & Spülen
Suction & Irrigation

Zubehör
Accessories

Spezialanfertigungen
Customized Solutions




Harnröhren-Olive Urethra olive
Luer weiblich female



Harnröhren-Olive Urethra olive
Luer Lock weiblich female

nicht mehr lieferbar
no longer available



Harnröhren-Olive Urethra olive
Luer Lock weiblich female
langer Schaft long shaft




nicht mehr lieferbar
no longer available

Beatmungsventil Respiratory valve
für Doppellumentubus CARLENS
for double lumen tube CARLENS



Kanülenreiter Stop for thin-walled cannulae
Ø 0,7 mm bis to Ø 1,0 mm
Ø 0,8 mm bis to Ø 1,2 mm
Ø 1,1 mm bis to Ø 1,4 mm
Ø 1,3 mm bis to Ø 1,6 mm
Ø 1,5 mm bis to Ø 1,8 mm
Ø 1,7 mm bis to Ø 2,0 mm
Ø 1,8 mm bis to Ø 2,1 mm


nicht mehr lieferbar
no longer available



Katheteranschlussstutzen Catheter connector

gerade kurz straight short

Ø 3 mm
 Ø 4 mm
 Ø 5 mm
 Ø 6 mm
 Ø 7 mm
 Ø 8 mm
 Ø 9 mm
 Ø 10 mm
 Ø 11 mm
 Ø 12 mm
 Ø 13 mm



Katheteranschlussstutzen Catheter connector

gerade lang straight long

Ø 3 mm
 Ø 4 mm
 Ø 5 mm
 Ø 6 mm
 Ø 7 mm
 Ø 8 mm
 Ø 9 mm
 Ø 10 mm
 Ø 11 mm
 Ø 12 mm
 Ø 13 mm

nicht mehr lieferbar
 no longer available



Katheteranschlussstutzen Catheter connector

90° gebogen curved

Ø 3 mm
 Ø 4 mm
 Ø 5 mm
 Ø 6 mm
 Ø 7 mm
 Ø 8 mm
 Ø 9 mm
 Ø 10 mm
 Ø 11 mm
 Ø 12 mm
 Ø 13 mm



Hahnfett Grease

speziell für medizinische Geräte und Hähne, 10 g
 especially for medical devices and stopcocks, 10 g

8660 000



Silikon-Öl Silicon oil

für Trompetenventile, 20 ml
 for trumpet valves, 20 ml

8665 000



1959

Rudi Volzer beginnt mit der Herstellung von kundenspezifischen Drehteilen und Werkzeugen.
Rudi Volzer begins with the production of customer-specific turned parts and tools.



Am Anfang steht Ihr Wunsch

Make a wish!

Sie brauchen eine individuelle Anfertigung, ganz nach Ihren spezifischen Anforderungen? Sie haben eine Idee, wissen aber noch nicht, wie sie Sie umsetzen können? VOMED ist auf solche Fälle spezialisiert.

Selbst wenn Sie Ihre Spezialanfertigung anderswo nicht realisieren konnten, sind wir womöglich der richtige Partner für Sie.

„Produzent besonderer Teile“: so beschrieb die Schwäbische Zeitung VOMED anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Unternehmens.

Damit haben Sie einen kongenialen Partner an Ihrer Seite: Schwäbischer Tüftlergeist und profundes Know-how zeichnen uns aus. Die enge und unkomplizierte Zusammenarbeit bei Entwicklung und Produktion wird von unseren Kunden außerordentlich geschätzt.

Am Anfang steht Ihr Wunsch. Und schon bald haben Sie Ihre Spezialanfertigung real in Händen.

Fordern Sie einfach unsere Broschüre zum Thema *Spezialanfertigungen* an!

Are you looking for an individual high-precision instrument, manufactured to your specific needs? Do you have an idea, and wonder how it might work?

At VOMED, we have specialized in turning ideas into practice. We are masters of customized solutions and individual manufacture. If you have not been able to develop your specific product elsewhere, we may be the right partner.

The Swabian Times aptly described us as “Manufacturer of Special Instruments” when reporting on the 50th anniversary of our enterprise.

You’ll find us to be the congenial partner at your side. World-famous Swabian inventive spirit

and profound technological know-how are our assets. In all stages of development, engineering and production:

clients around the globe highly appreciate our straightforward, close coo-

operation. Make a wish:

We’ll make it work. Soon

the product you’ve envisioned will be in your

hands.

Kanülen
Cannulae

Metallhähne
Verbindungsstücke
Adapters, Stopcocks

Trokare
Trocars

Saugen & Spülen
Suction & Irrigation

Zubehör
Accessories

Spezialanfertigungen
Customized Solutions



2009

Beispielhafte Spezialanfertigungen.
Choice customized solutions.



Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab!
Leave your work to us!

In einem klar strukturierten Prozess finden wir gemeinsam mit Ihnen heraus, was Sie uns anvertrauen möchten.

Dabei sind wir gerne Ihr Entwicklungs- und Produktionspartner: Von der Planung über die Kalkulation bis zur Konstruktionszeichnung. Von ersten Mustern über Prototypen bis zur zuverlässigen und präzisen Fertigung in Klein- oder Groß-Serien.

Wir testen so umfangreich wie es Ihre Ansprüche erfordern – sorgfältig und exakt: Funktionstests, medizinische Tests.

Entscheiden Sie, welche unserer Leistungen für Sie die richtigen sind – und wir nehmen Ihnen die Arbeit einfach ab.

Am besten, Sie fordern einfach unsere Broschüre zum Thema *Spezialanfertigungen* an!

Together with you and in a clearly structured process, we will define the specifications of the project and the services you would like to entrust us.

Consider us your partner through all phases of development and production. From basic planning to budget calculation and engineering drawings. From the first samples and prototypes to dependable, precise manufacture in small or large series. Our testing – both functional and medical – is meticulous and exact.

You decide which of our services you require – and let us do the job for you.

Just ask for our brochure on Customized Solutions!

Kanülen
Cannulae

Metallhähne
Verbindungsstücke
Adapters, Stopcocks

Trokare
Trocars

Saugen & Spülen
Suction & Irrigation

Zubehör
Accessories

Spezialanfertigungen
Customized Solutions



Spezialanfertigungen

Customized Solutions

Leistung.

Leidenschaftlich präzise.
Performance. Passionately precise.



Long Life Warranty

Garantie für lange Lebensdauer

VOMED garantiert Ihnen die lebenslange Reparatur seiner Produkte.

Das Nachschärfen von Instrumenten und den schnellen, kostengünstigen und unbürokratischen Austausch von irreparablen Produkten haben wir uns zur Aufgabe gemacht.

Damit wollen wir Ihnen maximalen Komfort in Bezug auf die Lebensdauer unserer Produkte ermöglichen.

Long Life Warranty

VOMED guarantees the life-long repair of its products.

We assure the resharpening of instruments and fast, economic and unbureaucratic replacement of irreparable products.

We are committed to providing you maximum convenience when it comes to the life of our products.

Customized Solutions

Spezialanfertigungen

Falls Sie Ihren Wunsch-Artikel in unseren Katalogen nicht finden sollten, fragen Sie einfach – wir sind auf individuelle Anfertigungen spezialisiert.

Auch wenn Sie Ihre Spezialanfertigung anderswo nicht realisieren konnten, sind wir womöglich der richtige Partner für Sie.

Customized Solutions

In case you cannot find the desired product in our catalogues, turn to us – we are masters of customized solutions. Or you have not been able to develop your specific product elsewhere? We may be your partner!

Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Änderungen vorbehalten.

Products are subject to change without notice and may differ from illustration.

Das weitere
VOMED-Programm
The VOMED programme
includes



VOMED Volzer Medizintechnik GmbH & Co. KG
In Göhren 25 · 78532 Tuttlingen/Germany
+49(0)74 61/9 65 70-0 · info@vomed.de · www.vomed.de